

## 質問回答書

令和 7年 12月 24日

件名 7災害備蓄用資機材等購入

番号	図面番号等	質問	回答
1	仕様書	<p>防災用ウェットティッシュについて、以下製品を同等品として承認いただけますでしょうか？</p> <p>メーカー：株式会社 河本総合防災 品名：LIFE CAPSULE 長期保存ウェットティッシュ 数量：2,400個(12箱) 入り数：1箱に200袋入り(20枚) 製品サイズ：約140mm×90mm程度(圧着部分を含む) シートサイズ：約150×200mm シートサイズ(1枚) 材質：不織布 保存期間：7年保存</p>	同等品として承認します。
2	仕様書	<p>不織布毛布について、以下製品を同等品として承認いただけますでしょうか？</p> <p>メーカー：加賀屋産業株式会社 品名：不織布毛布 ウォームテンダーライト ホワイト 品番：1428-02 数量：150枚(15箱) 入り数：1箱に10袋入り 毛布サイズ：約W1,400×D2,000mm 梱包サイズ：約W390×D285×H250mm 重量：約450g 材質：難燃性ポリエステル不織布</p>	同等品として承認します。

件名 7災害備蓄用資機材等購入

番号	図面番号等	質問	回答
3	仕様書	<p>災害用トイレについて、以下製品を同等品として承認いただけますでしょうか？</p> <p>メーカー：株式会社 河本総合防災 品名：ライフカプセル 5S 数量：16,550回分(55箱)</p> <p>1箱の商品内容            ①5回分トイレ処理セット×60パック＝300回入り            ②サイズ：約W385×D355×H160mm            ③重量：約8kg</p> <p>1パックの商品内容            ①抗菌性凝固材：5袋            ②排便袋：5袋            ③持ち運び袋：2袋            ④サイズ：約W95×D20×H140mm            ⑤重量：約120g</p> <p>⑥前記①②③の内容物をOPP袋にまとめ配布しやすい形である。            ⑦ラベル台紙には、使用方法(イラスト付)や注意事項を印刷している。OPP袋にセット。</p> <p>凝固剤仕様            抗菌試験において、大腸菌・ブドウ球菌・サルモネラ菌、緑膿菌等検出測定の結果、3ヶ月後も抗菌性を維持。            消臭試験において、アンモニア・硫化水素・トリメチルアミン・メチルメルカプタン等の濃度測定の結果、3ヶ月後も消臭性を確認。            ラベル台紙には、使用方法(イラスト付)や注意事項を印刷している。OPP袋にセット。</p> <p>排便袋仕様            焼却時において有害物質(ヒ素・鉛・総クロム等)を出さない。            排便袋は中が透けて見えないよう黒色とする。            持ち運び袋は使用済の排便袋を3個(600g相当)            入れても破れない持ち手のついた袋である。</p> <p>保存期間            抗菌性凝固剤は、10年の長期保存が可能。            納品期限前6か月以内に製造されたものを納入する。</p>	同等品として承認します。